

Seropette® Pipetas Digitales

Exactitud Superior...
Comodidad Sin Igual.



Pipetas Seropette® – Una línea completa de modelos de volumen fijos y variables

Diseño ligero, cómodo, de modelos con volumen fijo o variable hechos con descanso para el dedo para hacer mínima la fatiga de la mano. Las pipetas Seropette® tienen botones de control en colores codificados para facilitar la identificación de las puntas de pipeta. Por ejemplo: botón de control amarillo = punta amarillo, botón de color azul = punta azul.

El eyector de punta se fabrica separado del botón de control para eliminar el peligro de remover accidental la punta. Con cada pipeta se suministra un certificado de calibración individual para garantizar el más alto nivel de exactitud y precisión. Todos los modelos se pueden re-calibrar en el laboratorio fácilmente con el instrumento incluido. El tapon de punta y el eyector se

pueden poner en la autoclave. Todos los modelos tienen un año de garantía y están manufacturados bajo el estándar de ISO 9000. Las puntas desechables de la marca Seropette®, en colores codificados son hechos de plástico extra virgen, asegurando resultados certeros y precisos. Un estuche duradero está disponible para facilitar el uso y almacenaje hasta de 10 pipetas Seropette®.

Pipetas Seropette®



Seropette®-Super Fácil Pipetas de Laboratorio

- Diseño cómodo, reduce el cansancio de la mano
- Alta precisión y exactitud-Certificado de calibración incluido con cada pipeta
- Disponible en volumen fijo o variable
- Tiene contruido un eyector de punta para mayor seguridad y conveniencia

- Construcción sólida - un año de garantía
- Todas las pipetas son codificados en colores para facilitar selección de puntas desechables de Seropette®
- Fácil de calibrar
- Su manufactura está controlada usando el estándar de ISO 9000



Seropette® Pipetas de Volumen-Variable

No. de Catalogo	Volumen	Color de Punta	Incrementos	Precisión	Exactitud
9000 - 001	5 - 40 µL	Amarillo	0.5 µL	2.2 to 0.5 %	± 2.5 to 0.5
9100 - 001	40 - 200 µL	Amarillo	1.0 µL	0.8 to 0.4 %	± 1.1 to 0.4
9200 - 001	200 - 1000 µL	Azul	5.0 µL	0.6 to 0.3 %	± 0.9 to 0.3
9300 - 001	1000 - 5000 µL	Natural	5.0 µL	0.6 to 0.3 %	± 0.9 to 0.3



Seropette® Pipetas de Volumen-Fijos

No. de Catalogo	Volumen	Color de Punta	Precisión	Exactitud
8005 - 001	5 µL	Amarillo	2.2%	± 2.5%
8010 - 001	10 µL	Amarillo	2.0%	± 1.2%
8020 - 001	20 µL	Amarillo	2.0%	± 1.2%
8025 - 001	25 µL	Amarillo	1.0%	± 1.0%
8050 - 001	50 µL	Amarillo	0.8%	± 1.0%
8100 - 001	100 µL	Amarillo	0.6%	± 0.6%
8200 - 001	200 µL	Amarillo	0.4%	± 0.4%
8250 - 001	250 µL	Azul	0.6%	± 0.8%
8500 - 001	500 µL	Azul	0.4%	± 0.6%
8001 - 001	1000 µL	Azul	0.3%	± 0.3%



Seropette® Puntas Desechables

No. de Catalogo	Color de Punta	Volumen de las Puntas
9500 - 001	Amarillo	5 - 200 µL (10,000 pcs.)
9600 - 001	Azul	200 - 1000 µL (10,000 pcs.)
9700 - 001	Natural	1000 - 5000 µL (500 pcs.)

Seropette® Estuche

No. de Catalogo
9900-001
Para estacionar hasta 10 Pipetas Seropette®.

Distribuido por:

Para ordenar ó para más información, llame en USA sin costo al 1-800-531-5535 ó al (210) 222-2108
 Stanbio Laboratory • 2930 East Houston Street • San Antonio, Texas USA 78202 • Fax (210) 227-6367 • e-mail: stanbio@netxpress.com ó visitenos en el internet: www.stanbio.com



STANBIO
LABORATORY

Avanzando La Ciencia De Diagnóstico Clínico

Química Clínica / Química Especial / Embarazo / Serología / Microbiología / Hematología / Sangre Oculta / Tiras de Orina / Banco de Sangre / Analizadores / Pipetas